



L'AUTO-FLUORESCENCE

MET EN ÉVIDENCE LES CARIES ET
FAVORISE UN TRAITEMENT PEU INVASIF



WINDOWS®
COMPATIBLE


Video
COMPATIBLE

SOPROLIFE® est une caméra révolutionnaire qui différencie les tissus sains des tissus infectés, vous aidant ainsi à réaliser des traitements peu invasifs.

Le pouvoir de l'auto-fluorescence

- **Mode aide au DIAGNOSTIC** : repérez avec plus de précision l'évolution des lésions carieuses occlusales et inter proximales.
- **Mode aide au TRAITEMENT** : réalisez des soins peu invasifs en préservant les tissus sains durant le traitement.
- **Mode DAYLIGHT** : du portrait à la macrovision, obtenez des images nettes en un instant grâce à la très grande profondeur de champ.


SOPROLIFE® propose deux visions différentes : lumière blanche (mode DAYLIGHT) ou lumière bleue (modes aide au DIAGNOSTIC et au TRAITEMENT).



Perfectionnez votre vision et renforcez vos performances cliniques



Mode DAYLIGHT
► Situation initiale



Mode aide au DIAGNOSTIC
► Déminéralisation sur la crête mésiale marginale



Mode DAYLIGHT
► Cavité ouverte




Mode aide au TRAITEMENT
► Email déminéralisé et tissu infecté



Mode aide au TRAITEMENT
► Tout le tissu infecté a été éliminé

L'AMPLIFICATION CHROMATIQUE SÉLECTIVE

DIFFÉRENCIE LA COULEUR
DES TISSUS ET RÉVÈLE LES
PATHOLOGIES LIÉES À L'HYGIÈNE
BUCCO-DENTAIRES



SOPROCARE® est l'unique solution clinique qui met instantanément en évidence les caries, la plaque dentaire et l'inflammation gingivale.

3 modes, 3 besoins

- **Mode PERIO** : révèlez la plaque dentaire et les inflammations gingivales.
- **Mode CARIO** : mettez en évidence les caries par un simple signal rouge, les autres tissus environnants s'affichent en noir et blanc.
- **Mode DAYLIGHT** : communiquez plus efficacement auprès de votre patient et observez les détails invisibles à l'oeil nu grâce à la macrovision.

SOPROCARE® est un outil de communication incontournable dans le cabinet dentaire !




Schéma représentant la caractérisation des tissus biologiques en mode PERIO

Contrôlez l'évolution de l'hygiène bucco-dentaire

AVANT TRAITEMENT



Mode DAYLIGHT
► Situation initiale



Mode PERIO
► Situation initiale

APRÈS TRAITEMENT



Mode DAYLIGHT
► Une semaine après le traitement



Mode PERIO
► Une semaine après le traitement

Diagnostiquez et traitez les caries



Mode DAYLIGHT
► Situation initiale



Mode CARIO
► Lésion carieuse occlusale



Mode CARIO
► Lésion carieuse en cours de traitement



Mode CARIO
► Tout le tissu infecté a été éliminé